



YAŞAM KALİTESİ

Saç, her insanın dış görünüşü ve benlik saygısı için önemlidir.

Kemoterapi tedavisi sonucunda size saçlarınızı kaybedebileceğiniz söylendiğinde, büyük bir ihtimalle şoka girer, endişelenir ve sinirlenirsiniz. Bazı insanlar bu durumu öz güvenlerini ve en çok da yaşam kalitelerini tehdit ettiğini hisseder.


SAÇ DERİSİ SOĞUTMA

Saç derisi soğutma, kemoterapi gören hastaların saç dökülmesini azaltmak ya da önlemek için kullanılan bir yöntemdir. Araştırmalar ve çalışmalar, saç derisi soğutma yönteminin epirubicin, Doxorubicin, Taxol ve Taxotere gibi çeşitli ilaçlara karşı etkili olabileceğini gösteriyor. Başarılı deri soğutma birçok faktöre bağlıdır.

NEDEN SAÇ DERİSİ SOĞUTMA ?

Saç dökülmesi, iş ve sosyal yaşam alanlarının büyük çoğunluğunda hem hasta hem de ailesi için daimi bir belirtidir.

Saç derisini soğutma, saç kaybının önlenmesi için reçete ile verilen birçok kemoterapi ilacıyla birlikte geçerli bir alternatif sunar. Bu durum, saçta kısmi ya da tamamıyla bir koruma ile sonuçlanır ve tedavi ve bakım sürecinde hastaya pozitif bakış açısı sağlayarak hastanın özgüvenini artırır.



BİR HASTANIN SÖZLERİ

Sayın beyefendi/hanımfefendi, Geçenlerde Dewsbury bölgesinde bir hastanede kemoterapi görmek zorunda kaldım. Bunun sonucunda bütün saçlarımı kaybedebileceğimi ama saç kaybını önlemek için sizin firmanız tarafından tasarlanmış saç derisi soğutma makinesini deneyebileceğimi duyduğumda ilk başta şaşırmıştım.

Ama işe yaradığını söylemekten mutluluk duyuyorum, çok az bir oranda saçımı kaybettim ama kimse fark etmedi.

Makinenin tasarım ve üretim aşamasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak isterim. İyileşmem adına çok büyük bir fark yarattı. Herkese bunun harika bir şey olduğunu söylüyorum, kimse inanmıyor.

Bütün içtenliğimle teşekkür ederim, saçlarımı kaybetmemem benim için o kadar çok şey ifade ediyordu ki. Artık saçlarım eskisi kadar iyi.

*Sonsuz teşekkürler
Angela Bates
Dewsbury-Batı york*

PAXMAN SAÇ KAYBI ÖNLEME SİSTEMİ

- **Büyük oranda saç kaybı riskini azaltır ve hastanın öz güvenini geliştirir.**
- **Saç derisini sürekli kontrollü bir derecede tutar.**
- **Yüksek oranda hasta toleransı ve kabulü sunar.**
- **Hem tıp çalışanları hem de hastalar tarafından anlaşılması kolay ve uygulaması basittir.**
- **Başarı oranları kanıtlanmıştır.**



Türkiye
Genel Distribütörü

Novidion GmbH
Schilfweg 4
51069 Köln, Almanya

Email: info@paxman.eu
www.paxman.eu

An information leaflet sponsored by Novidion GmbH



Saç derisi soğutma sistemi
kemoterapi süresince
saçınızı korur





Saç derisini soğutmanın, kemoterapiye maruz kalan kadınların yaşam kalitesi üzerinde büyük bir etkisi vardır. Saç kaybının yan etkisi acı verir, dışarıdan fark edilir ve tedavinin en görünür işaretidir. Aynı zamanda birçok insan tarafından kusur olarak görülür.

Bunları azaltmak için her türlü çaba mümkün ve saç derisi soğutmanın, kemoterapi tedavilerine maruz kalan hastalar için önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. Paxman saç kaybı önleme sisteminin kullanımı, şimdiye kadar olan dereceler arasında sürekli bir ısı sağlar. Deri ısı ölçümleri sürekli bir ısının başarısını doğruluyor. Hastanın kabul etmesi yüksektir, sistem kolayca taşınabilir ve geniş soğutma dolaplarının kullanımını gerektirmez- kemoterapi kliniğinin yoğun olduğu durumlarda büyük bir avantajdır.

J Richard C Sainsbury MD, FRCS Danışman Cerrah

Saç derisi soğutma nedir?

Deri soğutma, derinin ısını düşürmek için kullanılan bir yöntemdir ve 25 yılı aşkın bir süredir farklı şekillerde kullanılmaktadır. Deri ısını birkaç derece azaltmak, saç foliküllerine varan kan miktarında bir sınırlama yaratır. Böylelikle kan akışıyla taşınan kemoterapi ilaçlarının etkisinden korunma sağlanmış olur.

Hangi saç derisi soğutma yöntemini kullanmanız gerekir?

Şuan kullanımda olan iki yöntem vardır:

Her iki yöntemde de, ilaç aşılama öncesi ve sonrasında giyilen tek bir başlık mevcuttur.

Orijinal yöntem, - 25 C' de donmuş jelden oluşan buz başlıklarını kullanır. Bunlar dondurucudan çıkarılır ve hastanın başına koyulur. Bu başlıklar kullanım süresince ısınmasın diye belirli aralıklarla değiştirilir. Kafaya koyulduğunda oldukça soğuk ve ağırdır.

Paxman saç kaybı önleme sistemi gibi alternatif yöntem, küçük bir dondurma sistemine bağlı olan hafif silikon başlıklardan oluşur. Başlık başa yerleştirilir ve sonra deri ısını kontrollü oranda azaltır. Başlık tedavi süresince deride sürekli ve kontrollü bir soğutma sağlar ve değiştirilme zorunluluğu da yoktur. Bu yöntemin hastalar tarafından daha rahat ve katlanılabilir olduğu bilinmektedir ve etkin bir teknik olduğu onaylanmıştır.



Ne kadar sürecek?

Başlık kemoterapiye başlamadan yaklaşık 30 dakika önce giyilir, uygulanan ilacın türüne bağlı olmakla birlikte ilaçların uygulama süresi boyunca takılmaya devam edilir. Başlığın toplam takılma süresi 2 saatten 5 saate kadar, ortalama 2,5 saat olarak değişmektedir.

Saç derisi soğutma benim işime yarar mı?

Binlerce hasta başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Sonucu binlerce faktör etkileyebileceği için deri soğutma sisteminin başarısı tam anlamıyla garanti değildir. Bu faktörler yaş, saç şekli, saçın yapısı, tedavi edilen kanserin türü ve tedavi süresince hastanın saçına nasıl baktığı ile alakalıdır.

Paxman saç kaybı önleme sistemini kullanarak yapılan çoğu ilaç uygulaması araştırmaları ve çalışmaları, yapay saça ihtiyaç duymayan hastaların başarı oranının %70 ile %90 arasında olduğunu göstermektedir.

Saçınıza önem verme

Kemoterapi saçlarınızı kurutabilir ya da inceltebilir. Bu yüzden ne tür bir tedavi alıyorsanız alın, saçınızı korumaya ve mümkün olduğunca ona iyi bakmaya dikkat edin. 5.5 ph dengeli doğal ürünler ya da bitki/sebze özlü saç ürünleri kullanın. Saçınıza ısı, basınç uygulamaktan ve stresten kaçının.

Saçınızın bakımı konusunda daha fazla detaylı bilgi almak için lütfen broşüre bakınız.

Nerede Scalb soğutma cihazı elde edebilirsiniz?

Size danışman veya hemşirelik personeli yardımcı olacaktır.

paxman